



Hersteller: B&B

Bezeichnung: 210088

3237 Sulzbach-Rosenberg

elasto GmbH & Co. KG Franz-Sollittank-Str. 6

wiederverwendbar.
Kochendem Wasser erhitzen, so dass
wieder flüssig wird und abkühlen lassen. Bei Bedarf oft
Das kochen zur Reaktivierung für ca. 10 Minuten
lösend und setzt Wärme frei.
Durch Knicken des Metallblechs kristallisiert die



Anlaufende Kristalle abwischen.

Nicht gewaltsam öffnen.

Bei Beschädigungen Wärmekissen im Hausmüll

erlegen. Von heißen Gegenständen fernhalten und

Das Wärmekissen ist kein Spielzeug!

Nicht in die Mikrowelle legen.

Achtung: Nicht zum Verzehr geeignet!

Bei-Wärmekissen